



CONTACTLENZEN

R&R Nacht Correctieve Contactlens

Het dragen van R&R Nacht Correctieve Contactlens is een heel comfortabele, prettige en veilige manier om de bijziendheid van uw ogen of de ogen van uw kind te corrigeren zonder een blijvende, chirurgische ingreep te plegen. Met dit formulier willen wij u voorlichten over de methode, de gebruiksinstructies en het belang van een goede hygiëne en begeleiding. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen met betrekking tot de behandeling met R&R Nacht Correctieve Contactlens.

Verklaring inzake R&R Nacht Correctieve Contactlens

Cliënt / Cliënte, de heer / mevrouw

Geboortedatum Clientnummer

Adres

Postcode Woonplaats

verklaart het volgende:

1. Cliënt / Cliënte is bij gevestigd in, hierna genoemd: "de Contactlensspecialist", geadviseerd ten aanzien van de mogelijkheden op het gebied van contactlens en brillen.
2. De Contactlensspecialist heeft de keuze tussen harde (vormstabele) contactlens, zachte contactlens, een bril en R&R Nacht Correctieve Contactlens uitvoerig toegelicht en verteld welke de voor- en nadelen en gebruiksinstructies van de diverse mogelijkheden zijn. Cliënt / Cliënte heeft vervolgens gekozen voor R&R Nacht Correctieve Contactlens.
3. De Contactlensspecialist heeft hierbij uitvoerig de werkwijze en het gebruik van het R&R Nacht Correctieve Contactlens systeem uitgelegd en voldoende met Cliënt / Cliënte geoefend met het opzetten en afnemen van de contactlens. Cliënt / Cliënte zal deze aanwijzingen opvolgen en is op de hoogte van de noodzaak om op de controle afspraken te verschijnen.
4. De Contactlensspecialist heeft uitdrukkelijk gewezen op het grote belang van een goede hygiëne bij het dragen, reinigen en opzetten en afnemen van de contactlens. De gebruiksinstructies worden op een andere bladzijde van dit formulier beschreven en zijn met Cliënt / Cliënte besproken.
5. Cliënt / Cliënte is verteld dat door een slechte hygiëne en verzorging de kans op een ooginfectie sterk toe neemt, zoals dat ook voor alle andere contactlenssoorten geldt. Ook kan door een slechte hygiëne of een niet goed gereinigde of beschadigde contactlens het oogoppervlak geïrriteerd raken, waardoor de gezichts scherpte tijdelijk kan afnemen. Door het effect van de R&R Nacht Correctieve Contactlens kunnen in een aantal gevallen halo's optreden, een hinderlijke lichtverstrooiing gedurende de nachtelijke uren. Doordat de lenzen tijdens het slapen gedragen worden is er sprake van een verminderde circulatie, waardoor bij het ontwaken de ogen iets droog kunnen aanvoelen en de lenzen vastgeplakt kunnen zitten.
6. De Contactlensspecialist heeft Cliënt / Cliënte op het hart gedrukt, dat als er problemen of klachten optreden tijdens of na het gebruik van de R&R Nacht Correctieve Contactlens, Cliënt / Cliënte direct moet stoppen met het gebruik van de lenzen en zo snel mogelijk een controleafspraak met zijn/haar Contactlensspecialist moet maken.
7. Cliënt / Cliënte verklaart de verstrekte informatie te hebben gelezen en begrepen en voldoende gelegenheid te hebben gehad om vragen te stellen aan de Contactlensspecialist.
8. Cliënt / Cliënte tekent hiertoe dit formulier en parafeert de andere 2 bladzijden. Cliënt / Cliënte krijgt een kopie van deze getekende verklaring.

Datum:

Handtekening Cliënt / Cliënte / Ouder / Verzorger

Naam en handtekening contactlensspecialist(e)



CONTACTLENZEN

Gebruiksaanwijzingen R&R Nacht Correctieve Contactlenzen

- Slaap nooit met de lenzen als de ogen pijnlijk, rood, geïrriteerd of ontstoken zijn.
- Zet beschadigde, vervuilde of versleten lenzen nooit op.
- Slaap niet met de lenzen als na het opzetten irritatie ontstaat (dit kan het gevolg zijn van een vuiltje onder de lens, waardoor het hoornvlies beschadigd kan zijn).
- Wacht na het opzetten minimaal 10 minuten alvorens u gaat slapen.
- Na het ontwaken beiderzijds een bevochtigingsdruppel toedienen.
- De lens licht met uw oogleden een duwtje geven zodat de lens in beweging komt.
- neem uw lenzen 10 tot 15 minuten na het ontwaken af en reinig uw lenzen volgens onderstaande beschrijving.
- Neem bij problemen altijd contact op met één van onze contactlensspecialisten.
- Houdt u aan de controleafspraken die met u zijn afgesproken.
- Na de beginperiode waarin er meer controles zijn, is elk half jaar een controle noodzakelijk, u krijgt hiervoor een oproep toegestuurd. Mocht u deze niet ontvangen dan kunt u zelf contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Onderhoudsaanwijzingen R&R Nacht Correctieve Contactlenzen

- Voor het opzetten/afnemen, eerst uw handen goed wassen met zeep.
- Om het 's nachts dragen van lenzen verantwoord te maken zijn de R&R Nacht Correctieve Contactlenzen gemaakt van een speciaal zeer hoog zuurstofdoorlatend materiaal. Dit materiaal is relatief gevoeliger voor vervuiling en beschadiging.
- De R&R Nacht Correctieve Contactlenzen na afnemen schoonwrijven met en afspoelen in een bakje vers water.
- De R&R Nacht Correctieve Contactlenzen bewaren in verse
- De R&R Nacht Correctieve Contactlenzen minstens 1x per maand reinigen met een intensief reiniger.
- Gebruik als bevochtigingsdruppel bij het ontwaken.
- Verander nooit zonder overleg met uw contactlensspecialist van vloeistof.
- Bewaar geen lensaccessoires in de badkamer.
- Reinig uw lenshouder en het zuigertje dagelijks zowel aan binnen- als buitenkant.
- Laat de lenshouder en het zuigertje aan de lucht drogen.
- Vervang de lenshouder en het zuigertje elk _ jaar.
- De normale levensduur van R&R Nacht Correctieve Contactlenzen is maximaal 1 jaar.